



Magnetoterapia EASY PMT Qs

***Magnetoterapia portátil
con dos aplicadores Flexa y solenoide Ø 30 cm***



Magneto PMT Qs + 2 aplicadores Flexa + solenoide Ø 30 cm

Características

Magneto PMT Qs es el equipo con un diseño innovador que es ergonómico y fácil de usar. El generador de campo magnético pulsado es controlado por un microprocesador que gestiona 3 canales independientes: cada canal tiene dos salidas a las que pueden conectarse 4 solenoides y 2 aplicadores Flexa.

Se pueden crear diferentes configuraciones con la suma de accesorios opcionales, para la conexión de hasta 4 camillas, dos de las cuales son automáticas. Los equipos PMT Qs aplican los campos magnéticos ELF (Extremely Low Frequency) en paralelo al eje longitudinal del cuerpo que están usando los solenoides, o perpendicular al área que va a ser tratada usando los aplicadores Flexa. Los aplicadores flexibles son particularmente apropiados para tratamiento dependiente y para curación de fracturas de los huesos grandes. Los solenoides más pequeños son ideales para realizar tratamientos de magnetoterapia que son específicos para miembros, mientras que los solenoides más grandes son perfectos para usarse en áreas más extendidas, hasta tratamiento de cuerpo completo, que es particularmente efectivo para artrosis difusas y osteoporosis.

Todos los accesorios suministrados con los PMT Qs también pueden ser usados para tratar pacientes que tienen placas para osteosíntesis, tornillos, endoprotesis ya que no hay modificaciones termales.

El aplicador Flexa, con efecto de vibración, es muy flexible y puede ser adaptado para adecuarse a todas las superficies del cuerpo, manteniendo el campo magnético constante y uniforme, permitiendo que la emisión sea expedida perpendicular a la superficie de aplicación. Los aplicadores son particularmente apropiados para tratamiento localizado y para curación de fracturas de los huesos grandes.

DATOS DE PEDIDO

Cod. 509319 - Magneto Qs + 2 aplicadores Flexa + solenoide Ø 30 cm

- Generador PMT Qs
- 2 aplicadores Flexa
- solenoide 30 cm

Accesorios

504230 Aplicador Flexa

El aplicador Flexa, con efecto de vibración, es muy flexible y puede ser adaptado para adecuarse a todas las superficies del cuerpo, manteniendo el campo magnético constante y uniforme, permitiendo que la emisión sea expedida perpendicular a la superficie de aplicación.

Los aplicadores son particularmente apropiados para tratamiento localizado y para curación de fracturas de los huesos grandes.

Especificaciones Técnicas

- 3 canales completamente independientes
- 6 salidas (2 por cada canal)
- Programas pre-establecidos que pueden ser modificados y guardados
- Frecuencia desde 0,5 a 100 Hz
- Intensidad campo magnético variable desde 5 a 100%
- Tiempo de tratamiento desde 1 a 99 mins y continuo
- LCD de luz trasera
- Teclado de Membrana
- Potencia: 90-260V~ 50-60Hz 850 VA max

Cod. C6110

Aplicadores Flexa

Aplicador flexible 12 solenoides

Dimensiones y peso:

22 x 37 x 2,5 c.; 1,2 kg

Cod. C6230

SOLENOIDE PORTATIL Ø 30 cm

Para tratamiento de magnetoterapia de miembros

Dimensiones y peso:

Ø 30 cm, h 22 cm; 6,5 kg

Opcionalmente se pueden añadir:

- Solenoide de 50cm
- Camilla con solenoide de 80cm con movimiento manual o automático.

al Servicio de la Salud



C/ Yolanda González nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid
Teléfono: 91 334 24 00 - Fax: 91 334 25 17 - e-mail: info.fisioterapia@prim.es - www.primphysio.es