



Terapia inductiva de alta potencia COMPACT II

Terapia inductiva de alta potencia.



Sistema inductivo COMPACT II

837263

Sistema inductivo COMPACT II

Estimulación no invasiva de los músculos, vasos y nervios.

La Terapia Inductiva de Alta Potencia aplicada con la COMPACT-II es un complemento de gran valor para la práctica moderna de la fisioterapia.

A menudo, los pacientes acuden a la consulta con trastornos que requieren tratamiento del dolor, mejora muscular y circulatoria, y activación de las cargas de las membranas celulares. Con la COMPACT-II podrá ofrecerles la atención que necesitan.

La COMPACT-II genera un fuerte campo magnético que estimula las células nerviosas, los músculos y los vasos sanguíneos de forma no invasiva. Es capaz de sanar los tejidos y hacer desaparecer los trastornos.

La COMPACT-II tiene una gran pantalla táctil de 8 pulgadas donde se muestran todos los parámetros.

A través de la pantalla también se pueden ajustar y modificar los parámetros. El dispositivo se suministra con 10 protocolos predefinidos que optimizan el flujo de trabajo para los trastornos más frecuentes (como el dolor en la parte baja de la espalda). Es rápido, fácil y eficaz.



Forma de terapia práctica e higiénica ¡funciona a través de la ropa!

Independientemente del tipo de tratamiento por el que se opte, no es necesario que el aplicador entre en contacto con la piel. Además de resultar higiénico, permite trabajar sin necesidad de que el paciente se desnude. ¡El aplicador actúa eficazmente a través de la ropa! Por eso es una técnica sencilla y terapia discreta.

El tratamiento con la COMPACT-II es una experiencia agradable para el paciente. No es doloroso, sino que produce una grata sensación de estímulo tisular. Puede producir resultados positivos rápidos y alivio inmediato de los trastornos dolorosos.

DATOS PEDIDO

837263 Magneto inductiva COMPACT II

ACCESORIOS ESTANDAR

Aplicador
Brazo
Carro
Cable de alimentación
Manual de uso

Tratamiento estático y dinámico

El tratamiento con la COMPACT-II es sencillo de realizar. El terapeuta puede optar por un tratamiento estático o dinámico. En el tratamiento estático, el aplicador se coloca en un soporte y estimula intensamente la zona sobre la que está. Esta aplicación en «manos libres» es especialmente eficaz para el tratamiento de los puntos desencadenantes y para la estimulación muscular a través del punto motor.

Con el tratamiento dinámico se trata una zona más amplia, moviendo el aplicador manualmente sobre la zona afectada. Se pueden combinar ambas técnicas en una misma sesión. Por ejemplo, la combinación de estimulación muscular y el tratamiento de puntos gatillo para regeneración del tejido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Suministro eléctrico 220-240 V~, 50/60 Hz

Salida 1.5 kVA

Tamaño (AxPxAl) 338 x 440 x 200 mm

Peso alrededor de 23 kg

Fuerte campo magnético 3.0 T – pp (± 20%)

Número de canales 1

Protocolos del Modo Automático 01 ~ 10

Protocolos Manuales 01 ~ 10

Frecuencia de estimulación 1 ~ 100 Hz (± 20%)

Ancho de pulso estimulación 420µs (± 20%)

Este es un dispositivo médico. Cumple con todas las regulaciones médicas aplicables.

