



KINETEC SPECTRA KOMPANION

Utiliza una tecnología segura, eficiente y progresiva para mejorar la monitorización, el cumplimiento y los resultados del paciente.

KINETEC SPECTRA KOMPANION. Última tecnología.

KINETEC SPECTRA KOMPANION

- Terapia personalizada e intuitiva
- Evaluación activa del paciente durante su sesión
- Interfaz táctil inteligente
- Monitoreo y gestión del paciente
- ROM de -10° a 120°

Las ventajas de la KINETEC KOMPANION TM

- Monitorear la terapia del paciente y la evolución diaria.
- Monitoreo en tiempo real en pacientes múltiples con la tableta profesional Kinetec KompanionTM 10.1".
- Consulta a través de videoconferencia con el paciente (vídeo/voz/chat).
- Acceso completo al informe del paciente y transmisión fácil por correo electrónico directamente desde la tableta.
- Panel intuitivo para ajustar los parámetros básicos.
- Motivar y guiar los mensajes emergentes durante las sesiones.
- Personalización del protocolo para adaptarse a la persona.
- Objetivos diarios y logros en gráficos explícitos.
- Videos educativos y ejercicios para mejorar el cumplimiento y los resultados.
- Confidencialidad de los datos.

Rango de movimiento

De -10 ° a 120 ° de flexión.

El rango de movimiento de KINETEC SPECTRA KOMPANIONTM permite el tratamiento de la mayor parte de patologías de la cadera & la rodilla. La alineación anatómicamente correcta aumenta la conformidad del paciente y disminuye la tensión conjunta.

Modos de ejercicio:

Kinetec KompanionTM cuenta con una serie de modos de terapia adicionales para variar y adaptar los ejercicios a las necesidades exactas y la progresión del paciente.

Modo de configuración del paciente: Un clic y la unidad se posicionará en un nivel sin dolor de flexión de 20o (se puede ajustar en la configuración).

Modo de calentamiento en caliente: Iniciar la sesión en el 70% de ROM y aumentar en un 5% hasta llegar a la configuración ROM completa.

Modo de resorte: Repetir 3 veces el último 10o de extensión y flexión (se puede ajustar en la configuración).

Modo de enfoque de extensión: La velocidad será mínima durante los primeros 10o y los últimos 10o del movimiento. La velocidad será rápida en el restante rango de movimiento. (se puede ajustar en la configuración).

Modo de evaluación: Tres niveles de ejercicio de resistencia activa para examinar y evaluar el progreso del paciente dentro del proceso de rehabilitación. (El paciente realiza 5 o 10 ejercicios repetidos durante los cuales se le pide que se resista contra el dispositivo mientras entra en flexión).

Modo de estiramiento dinámico: Modo utilizado con pacientes con dificultades para alcanzar la extensión completa. El dispositivo extenderá gradualmente la rodilla con pausas entre cada estiramiento.

DATOS DEL PEDIDO:

458864 Ferula de rodilla Spectra Kompanion.

Accesorios

4670027290 Tableta profesional + Aplicación
4670026979 Kit de actualización sin reposapiés
4670027282 Kit de actualización con reposapiés
46EXTGAR1G Extensión de garantía (1 año)
46EXTGAR3G Extensión de garantía (3 años)
504515 Carro para todos los CPM de rodilla
505330 Carro para uso en cama - versión estándar
507143 Caja de transporte
465293 Bolsa de transporte
4670023777 Reposapiés pediátrico

Especificaciones técnicas:

- El sistema anatómicamente correcto aumenta la comodidad del paciente y disminuye los puntos de presión.

- Pantalla táctil operada bajo Android O.S.

- 2 aplicaciones: versión del paciente / versión profesional (opcional).

- Software multilingüe para la conformidad y comprensión del paciente.

- Bluetooth 4.0 para una comunicación consistente, reactiva y segura con el dispositivo.

- Conexión Wi-Fi para acceso remoto.

- Posibilidad de bloquear el ajuste de los parámetros.

- Función Iniciar/Parar/dirección inversa.

- El transformador de aislamiento grado médico interno elimina la manipulación de componentes adicionales.

- Dispositivo eléctrico de tipo BF clase II.

- Motor DC de larga duración y mecanismo de accionamiento por tornillo para años de rendimiento confiable.

- Velocidad: 45 ° a 155 ° por minuto.

- Peso: 12,5 kg.

- Tamaño del dispositivo: Largo 95cm, ancho 33cm, alto 33cm.

- Tamaño del paciente: Paciente completo: 145 a 195cm.

- Tamaño completo de la pierna: 71 a 99cm.

- Tibia: 38 a 53cm.

- Fémur: 33 a 46cm.

- Peso del usuario: 135kg



PRIM

PRIM S.A. P. Industrial Nº1 Calle Yolanda Gonzalez, 15. 28938 Móstoles - Madrid

telf: 91 334 24 00 info.fisioterapia @ prim.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia



www.primphysio.es

R - 18 11 031 F R00