



KINETEC SPECTRA XL

Una combinación imbatible de gran diseño y la fuerza necesaria para los pacientes bariátricos.

KINETEC SPECTRA XL

- Soporte de pierna de 32 cm de ancho
- Pacientes de hasta 227kg (500lbs)
- KINETEC DATA CAPTURE™ Tecnología USB lista
- ROM de -10° a 120°

Un soporte de pierna de 32cm (12,5 pulgadas) de ancho:

El KINETEC SPECTRA XL™ se beneficia de las mismas grandes especificaciones que el KINETEC SPECTRA™, pero presenta un soporte más amplio e incluso más fuerte para tratar a los pacientes bariátricos.

227kg (500lbs) de carga de peso corporal:

El soporte de la pierna se ha ensanchado hasta 32 cm (12,5 pulgadas) en comparación con los 25 cm (9,8 pulgadas) de otras máquinas de CPM y el refuerzo de su motor le permite movilizar piernas de dimensiones extremas de forma segura.

Retroalimentación del paciente y características únicas:

El control remoto digital proporciona una retroalimentación precisa y clara al paciente. Esto ayuda a la terapia con funciones únicas como el calentamiento o by-pass (superar el rango de movimiento).

KINETEC DATA CAPTURE™ Tecnología USB lista:

El mando a distancia KINETEC SPECTRA XL™ está equipado con la última tecnología USB que permite el uso del software KINETEC DATA CAPTURE™ y los USB de los pacientes para seguir el progreso del paciente, así como programar previamente todo el protocolo de rehabilitación del paciente.



DATOS DEL PEDIDO:

511561 Kinetec Spectra XL

Accesorios

- 4670025632 Captura de datos - juego de 5 llaves USB + software
- 4670025640 Captura de datos - juego de 20 llaves USB + software
- 46EXTGAR1G Extensión de garantía (1 año)
- 46EXTGAR3G Extensión de garantía (3 años)
- 504515 Carro para todos los CPM de rodilla
- 505330 Carro para uso en cama - versión estándar
- 507143 Caja de transporte
- 465293 Bolsa de transporte

Especificaciones técnicas

- El sistema anatómicamente correcto aumenta la comodidad del paciente y disminuye los puntos de presión.
- El bloqueo del paciente previene cambios de programa accidentales y lesiones potenciales.
- Movimiento avanzado con ajuste preciso:

- Calentamiento El paciente alcanza gradualmente la ROM completa preestablecida.
- Modulación Permite el ajuste manual del punto final de la ROM basado en la tolerancia del paciente.

Este modo se utiliza generalmente al principio de la sesión.

- Pasar el rango de movimiento (ROM By Pass)

Este modo se usa durante la sesión y permite un ajuste manual basado en la tolerancia del nuevo paciente, ofreciendo así un verdadero trabajo progresivo del Rango de movimiento.

- Fuerza Esta función de seguridad permite al paciente invertir el movimiento después de una contracción muscular.
- Temporizador Control del tiempo de la sesión.
- Programa Permite la configuración de 16 programas personalizados.
- Pausas Pausas en los límites del movimiento, para mejorar los resultados.

- Función Inicio/Parar/ dirección inversa.
- El transformador de aislamiento grado médico interno elimina la manipulación de componentes adicionales.
- Garantía completa de 2 años.
- Dispositivo eléctrico de tipo BF clase II.
- Motor DC de larga duración y mecanismo de accionamiento por tornillo para un rendimiento fiable durante años.
- ROM: Rodilla: -10° a 120°, Cadera: 75° a 10°.
- Posicionamiento del pie: Flexión plantar: 40°, Flexión dorsal: 30°, Abducción/aducción: 30°.
- Velocidad: 60° a 170° por minuto.
- Peso: 13 kg.
- Tamaño del dispositivo: Longitud 95cm, anchura 37cm, altura 33cm.
- Tamaño del paciente: Paciente completo: 145 a 195 cm.

Tamaño de la pierna completa: 71 a 99 cm.

Tibia: 38 a 53 cm.

Fémur: 33 a 46 cm.

Peso del usuario: 227 kg.



PRIM S.A. P. Industrial Nº1 Calle Yolanda Gonzalez, 15. 28938 Móstoles - Madrid

telf: 91 334 24 00 info.fisioterapia @ prim.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia



www.primphysio.es

R - 21 02 011 F R00