



PRIM
Produtos de Saúde



Endomed 182 E

Um dispositivo simples, mas ao mesmo tempo, muito completo para aplicação de terapia eletrólise percutânea.

ENDOMED 182 E.

Endomed 182E, um dispositivo simples, mas ao mesmo tempo muito completo para a aplicação da eletrólise percutânea. Também é possível definir e armazenar parâmetros manualmente.

Ajuste a intensidade e a tempo manualmente

Armazenamento para 20 protocolos

Intensidade de energia ajustável de 0,1 mA - 15 mA

Duração ajustável de 1s - 300s

Botões inteligentes (ecrã tátil)

Medição de energia aplicada por Millicoulomb (mC)

Porta para atualizações de software

Ecrã tátil a cores de 4,3'

Compacto e leve

Porta agulha

Botão para iniciar/ parar terapia

Ponteiro de agulha com encaixe simples, rápido e seguro

Design ergonômico

Design de punho confortável

Segurança e eficácia

Terapia de eletrólise percutânea com Endomed 182

No ecrã tátil ajuste da intensidade e tempo

Podem ser facilmente ajustados.

Endomed 182 atende aos requisitos de marcação CE para equipamentos médicos (MDD 93/42 / CEE).

A agulha pode ser facilmente colocada ou retirada do suporte com apenas um toque. A terapia pode ser iniciada e interrompida com o botão do porta agulhas ou no dispositivo. Feedback do sistema de áudio

Terapia de eletrólise percutânea

A eletrólise percutânea é um método de tratamento invasivo usado em doenças crônicas e agudas a curto e longo prazo para tendões, músculos e articulações. Sob observação ecográfica uma agulha é cuidadosamente aplicada na estrutura afetada, após que é administrada uma corrente galvânica. Isso cria um efeito local eletrolítico que estimula uma inflamação natural necessária para a geração de novo tecido saudável.

Dados do pedido

822377 Endomed 182 E

Acessórios incluídos

Suporte de agulha

Eléctrodo de retorno

Cabo de alimentação

Acessórios opcionais

474008 Carro Prim

510957 Bolsa Transporte Prim

821706 Cabo de Eletrolises Estático

821707 Cabo Micro-Eléctrolisis Múltiplo 6 saídas

As especificações técnicas:

Fonte de alimentação: 100-240V

Frequência: 50/60 Hz

Dimensões (LxBxH): 18x14x8 cm

Peso: 1 kg

Canais: 1

Saída: fluxo constante

Intensidade de potência: 0-15 mA

Duração: 1-300 s

Forma atual: galvânica PLUS

Classificação de dispositivos médicos: IIa

Marcação CE de dispositivos médicos (MDD 93/42)



PRIM
Produtos de Saúde



PRIM S.A. P. Industrial Nº1 Calle Yolanda González, 15. 28938 Móstoles - Madrid

tel: 91 334 24 00 info.fisioterapia@prim.es

www.primphysio.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia

R - 20.09 - 156 F R00 (P)