



Endomed 182 E

Un dispositivo sencillo pero a su vez muy completo para la aplicación de la terapia electrolisis percutánea.

ENDOMED 182 E.

Endomed 182E, un dispositivo sencillo pero a su vez muy completo para la aplicación de la terapia electrólisis percutánea. También es posible establecer y almacenar manualmente los parámetros.

Ajuste la intensidad y la duración manualmente
Almacenamiento para 20 terapias
Intensidad de potencia ajustable de 0,1 mA – 15 mA
Duración ajustable de 1 s – 300 seg
Botones inteligentes (pantalla táctil)
Medición de energía aplicada por Milicoulomb (mC)
Puerto para actualizaciones de software
4.3" pantalla táctil a todo color
Compacto y ligero

Soporte de aguja

Botón de inicio/parada de la terapia
Mecanismo de agarre de aguja simple, rápido y seguro
Diseño ergonómico
Diseño de agarre cómodo
Seguridad y eficacia

Terapia de electrólisis percutánea con Endomed 182

En la pantalla táctil a color, la intensidad y duración del flujo galvánico se puede ajustar fácilmente. Endomed 182 cumple con los requisitos del marcado CE para equipos médicos (MDD 93/42/CEE). La aguja se puede empujar fácilmente dentro y fuera del soporte con solo tocar un botón. La terapia se puede iniciar e interrumpir con un botón en la aguja, o en el dispositivo. Los comentarios del sistema de audio siempre te permiten saber cuándo se inició o dejó de dar energía.

Terapia de electrólisis percutánea

La terapia de electrólisis percutánea es un método de tratamiento invasivo utilizado para las dolencias crónicas y agudas a corto y largo plazo a tendones, músculos y articulaciones. Bajo la observación con ecografía, una aguja se aplica cuidadosamente a la estructura afectada, después de lo cual se administra una corriente galvánica. Esto crea un efecto electrolítico localmente que estimula una inflamación natural necesaria para la generación de nuevo tejido sano.

Terapia de electrólisis percutánea

La terapia de electrólisis percutánea es un método de tratamiento invasivo para las dolencias crónicas de tendones.

DATOS DEL PEDIDO:
822377 Endomed 182 E

Accesorios incluidos:

Soporte de aguja con mecanismo de mango de aguja y botón de inicio/parada
Electrodo de retorno
Cable de alimentación

Accesorios opcionales:

474008 Carro Portaequipo Prim
510957 Bolsa Transporte Prim
821706 Cable Electrólisis Estático
821707 Cable Micro-Eléctrolisis Múltiple 6 salidas
822654 Pedal Endomed 182e

Especificaciones técnicas:

Alimentación: 100-240V
Frecuencia: 50/60 Hz
Dimensiones (LxBxH): 18x14x8 cm
Peso: 1 kg
Canales: 1
Salida: flujo constante
Intensidad de potencia: 0-15 mA
Duración: 1-300 seg
Forma actual: galvánica plus
Clasificación de dispositivos médicos: IIa
Marcado de dispositivos médicos CE (MDD 93/42/CEE)



PRIM S.A. P. Industrial N°1 Calle Yolanda González, 15. 28938 Móstoles - Madrid

telf: 91 334 24 00 info.fisioterapia@prim.es

www.primphysio.es

Delegaciones: Barcelona - Bilbao - La Coruña - Las Palmas - Madrid - Palma de Mallorca - Sevilla - Valencia

R - 20 09 155 F R00