



Emfield Pro

La curación de forma natural.



Emfield Pro
843587

Emfield Pro

Este equipo destaca sin duda por su efectividad en el tratamiento del dolor pero la terapia inductiva de alta potencia es utilizada también para definir el tono muscular, mejorar la circulación sanguínea y activar el proceso de regeneración.

El Emfield Pro genera un campo magnético de 3 Tesla, el cual es 600 veces más fuerte que un bar magnético normal. Este potente campo magnético estimula las células nerviosas, músculos, y consecuentemente vasos sanguíneos.

TRATAMIENTO CON EL EMFIELD PRO:

Podemos realizar nuestros tratamientos de forma estática, dinámica o de forma combinada.

- Tratamiento estático: instalamos el aplicador grande en el brazo del aplicador y lo colocamos sobre los puntos de dolor y/o los puntos gatillo para tratamiento que inicialmente ha localizado el terapeuta. Dosificamos la energía que queramos con nuestro tratamiento
- Tratamiento dinámico: Para los tratamientos dinámicos se utiliza el aplicador medio. No se necesita contacto directo con la piel. Pero si se desea, asegúrese de que la piel esta seca y limpia. Las zonas de dolor o a tratar son inicialmente palpadas. El tratamiento es administrado con la energía de la potencia de salida. Asegúrese de que toda el área a tratar esta siendo tratada.



DATOS PEDIDO

843587 Emfield Pro

DATOS TÉCNICOS:

- Energía magnética: 3 Tesla (aplicador grande). 2,5 Tesla (aplicador medio).
- Canales: 2
- Frecuencia: 1-100Hz
- Protocolos de tratamiento: 20 programas. 20 favoritos. 20 Modos experto.
- Tiempo de tratamiento: 1-60 minutos.
- Interfaz: 8" LCD pantalla táctil y botón central.
- Dimensiones: 542mm profundidad x 501mm ancho x 993mm altura
- Peso: 60 kg aproximado.

